



Návod k použití epilátor Beurer 5500

www.mame-slevu.cz

**Děkujeme za nákup epilátoru. Vyroben v EU.
Podrobné parametry viz. Níže.**

Podrobné použití:

Zařízení IPL PureSkin Pro je volně prodejné zařízení určené k odstranění nežádoucích chloupků na těle nebo obličeji u dospělých. Zařízení IPL PureSkin Pro je také určeno pro trvalé snížení nežádoucího ochlupení. Trvalé snížení růstu je až na 12 měs. Po aplikaci. Ideální oblasti těla, na kterých se má používat IPL PureSkin Pro, jsou nohy, podpaží, zóna bikin, hrudník a břicho. Zařízení je není určen k odstraňování chloupků na konečnicku, genitáliích, bradavkách nebo v blízkosti očí. Používejte jej pouze v souladu s návodem k použití. Zařízení je určeno pouze pro osobní použití. Zařízení je určeno pouze pro domácí použití. KONTRAINDIKACE: Abyste předešli možnosti vážného zranění, nepoužívejte toto zařízení v následujících případech: • Pokud jste mladší 18 let. • Pokud jste těhotná, kojíte nebo byste mohla být těhotná. • Pokud máte rakovinu kůže, v oblastech s rizikem malignity, nebo pokud jste podstoupili radiační terapii nebo chemoterapii za poslední tři měsíce. • Pokud máte epilepsii. • Na poškozené nebo poškozené pokožce nebo pokud jste v minulosti měli ohniska oparu nebo psoriázy v ošetřované oblasti. • Pokud trpíte tvorbou keloidních jizev (růst extra jizevnatá tkáň, kde se kůže po poranění zhojí) • Pokud jste užívali tetracyklinová antibiotika a léky s následujícími aktivními složkami uvnitř poslední dva týdny: kyselina retinoidová, retin-A nebo léky obsahující vitamin A, jako je Accutane. • Pokud jste fotocitlivý nebo máte jiné nemoci na citlivost na světlo. • Pokud trpíte silným nebo dekompenzovaným metabolickým procesem stavů, protože aplikace může zpomalit hojení a infekci • Pokud se u vás vyskytl peeling nebo jiné ošetření kůže během posledních osmi týdnů. • Muži nesmí zařízení používat.

VAROVÁNÍ Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo vážného poškození osobní zranění, používejte tyto informace k provozu přístroje: Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny a postupujte přesně podle pokynů, kdykoli používáte přístroj. Nedodržení následujících pokynů může mít za následek zranění nebo materiální škody. Uložte návod k použití pro budoucí použití a provedení přístupné ostatním uživatelům. • Nepoužívejte zařízení, když jste těhotná nebo kojíte. • Nedovolte dětem hrát si se zařízením. • Pokud zjistíte extrémní zarudnutí, puchýře nebo popáleniny pokožku okamžitě přestaňte používat! • Nikdy se nedívejte přímo do očí • Nikdy se nepokoušejte uvolnit světelný puls do vzduchu! • Na základě „Tabulky barev vlasů a pokožky“ na zadní straně kartonu určete, které intenzita světla se nejlépe hodí k barvě pleti a vaše ochlupení na těle a zda je tato metoda vhodná můžete použít vůbec (pokud ne, je to označeno znakem „x“ v graf). • Nepoužívejte zařízení na přirozeně tmavé pokožce. • Nepoužívejte zařízení na opálenou pokožku nebo po slunění vystavení. Nevystavujte se slunci po dobu čtyř týdnů před použitím tohoto zařízení. • Nepokoušejte se zařízení otevřít nebo opravit. Pokud zařízení otevřeno, můžete přijít do styku s nebezpečné elektrické součásti nebo pulzním světlem energie, která by mohla mít za následek vážné zranění a / nebo trvalé poškození očí. • Nepoužívejte zařízení s kontaktním gelem - může se tak stát poškodit zařízení. • Chraňte zařízení a adaptér před vodou! IPL PureSkin Pro je elektrické zařízení. Neumisťujte jej dovnitř vodou nebo jej nechte spadnout do vody nebo jiné kapaliny. • Nepoužívejte zařízení při koupeli. • Nepoužívejte zařízení, pokud je vlhké nebo mokré. • Nesahejte na přístroj, pokud spadl do vody. • Pokud napájecí adaptér spadl, okamžitě jej odpojte do vody. • Nikdy se nedotýkejte napájecího adaptéru nebo zařízení mokřím způsobem ruce. • Nepoužívejte zařízení za žádných okolností, pokud trpíte jedním z následujících onemocnění: - Jestliže trpíte rakovinou kůže nebo jste v minulosti trpěl (a), nebo pokud jste měli potenciální malignity na kůži oblasti, které mají být ošetřeny.

www.mame-slevu.cz Váš dodavatel epilátoru

Úvod



Co je Beurer IPL PureSkin Pro? PureSkin Pro je zařízení na bázi světla pro trvalé odstranění chloupků, použití pro soukromé použití. Proces odstraňování chloupků na základě na světle je dobře známá a osvědčená metoda. Za 15 let klinické aplikace po celém světě, se to ukázalo být bezpečné a efektivní. Před použitím přečtete návod. Jak světlo odstraňuje vlasy? Odstranění chloupků na bázi světla je založeno na principu selektivní fototermolýza, která využívá optickou energii k deaktivovat růst vlasů. K dosažení takového efektu, musí kořen vlasů musí selektivně absorbovat světelnou energii a zamezit tím dalšímu růstu. Tato selektivita je dosažena, když je optická energie uvolněna do tkáně je absorbována. Proto čím více melaninu v chloupcích (tj. tmavší chloupky), tím více světla může být absorbováno a tím efektivněji může světlo pracovat na odstraňování chloupků. Jaký vliv má cyklus růstu chloupků na odstraňování chloupků na základě světla? Každý chloupek na našem těle prochází třemi fázemi cyklus růstu: anagenní, katagenní a telogenní. Pouze chloupky, které jsou v anagenní fázi nebo fázi růstu, reagují na aplikaci IPL. Doba trvání cyklu aplikace výrobku se liší od člověka k člověku a závisí na oblast těla, na které chloupky rostou, cyklus obecně trvá 18 až 24 měsíců, první výsledky jsou vidět již po 3 použití. Typy pleti jsou zobrazeny na níže uvedené stupnici Fitzpatrick viz obal výrobku nebo anglický návod. Toto zařízení je doporučeno pro použití na typy pleti I až IV. Před spuštěním si pečlivě výrobek rozbalte, napájecí kabel zapojte do zásuvky 230V. Hlavice musí být nasazená a pro první použití navolte sílu intenzity IPL č.1. Senzor pleti si sám určí, jestli je pokožka vhodná k použití a stiskněte pal-spust' epilaci. Přístroj posouvajte po pokožce. Aplikaci doporučujeme na oholenou pokožku. Aplikujte cca po 2 týdnech a dobu prodlužujte. Díly a ovládací prvky: Ošetrovací okno / světelná oblast / Senzor barvy pleti / kontaktní senzor / Zobrazení úrovně intenzity / Tlačítko napájení / Kontrolka / Pulzní tlačítko / Napájecí adaptér / Zásuvka napájecího adaptéru. Info. Ventilátor se zapne po prvním záblesku. Do 1-3 sekund (v závislosti na úrovni intenzity) je zařízení připraveno pro další puls a kontrolka na zařízení se rozsvítí zeleně. Kdo může zařízení používat? Zařízení je určeno pro ženy, které si přejí odstranit nežádoucí chloupky na těle. Toto zařízení lze použít na typy pleti 1 až 4 jako na obrázku na obale.

