

PHILIPS

Zařízení na odstraňování chloupků IPL

Lumea Advanced

Na tělo a obličej

Se snímačem odstínu pokožky

15 minut na úpravu nohou od kolen dolů



SC1998/00



Užívejte si 3 měsíce hedvábně hladkou pokožku bez chloupků.**

Nejméně 85% redukce chloupků po 3 ošetřeních

Systém Philips Lumea Advanced umí hotové zázraky, pokud jde o zabránění dorůstání chloupků na těle. Pravidelně aplikované jemné světelné impulzy udrží hedvábně hladkou pokožku každý den.

Dlouhodobé odstranění chloupků technologií IPL

- Technologie Expert IPL pro domácí použití, vyvinutá dermatology
- Vhodné pro širokou škálu typů chloupků i pokožky
- S BEZPLATNOU aplikací Lumea budete mít osobního školitele kdykoli po ruce

Bezpečný, rychlý a efektivní na tělo a obličej

- Osvědčená bezpečnost a účinnost péče
- Integrovaný snímač odstínu pokožky

Specializované ošetření různých oblastí těla

- Bezpečné a efektivní i na citlivých partiích
- Rychlá aplikace díky velkému ústí přístroje
- Přesný nástavec pro mimořádně bezpečné použití na obličeji
- Nástavec pro specializované ošetření chloupků v oblasti bikin



asimpleswitch.com


Přednosti

Dlouhotrvající hladkost



IPL je zkratka pro Intense Pulsed Light (Intenzivní pulzní světlo). Philips Lumea působí na kořínky chloupků jemnými světelnými záblesky, což zanechává kořínky ve fázi nečinnosti. Tím se postupně snižuje počet chloupků, které vám na těle rostou. Opakované používání zanechá vaši pokožku nádherně hladkou a jemnou na dotek. Zabraňování růstu chloupků je bezpečné a šetrné, a to i v citlivých oblastech. Zařízení Philips Lumea je klinicky testováno a bylo vyvinuto společně s dermatology pro snadné a efektivní použití v pohodlí domova.

Ověřená účinnost



Objektivní studie prokazují omezení růstu chloupků nejméně o 85 % po pouhých třech ošetřeních**. První 4 ošetření proveďte jednou za dva týdny. Poté již můžete vidět požadované výsledky. Pro udržení těchto výsledků proveďte ošetření vždy po 4 týdnech. Již po 8 ošetřeních vaše pokožka zůstane hladká nejméně 3 měsíce*. Chcete-li tento obrázek zvětšit, klikněte na něj v galerii obrázků v horní části této stránky.

Vhodné typy chloupků i pokožek

Systém Philips Lumea účinně, snadno a bezpečně působí na celou řadu různých typů chloupků a pokožky. Je efektivní u chloupků barvy přirozeně tmavé blond, hnědé i černé a u tónů pokožky od velmi světlé až po tmavě

hnědou. Podobně jako jiné technologie založené na IPL není systém Philips Lumea vhodný k ošetření světlých blond nebo zrzavých chloupků a není vhodný pro velmi tmavou pokožku kvůli požadavku na vysoký kontrast mezi pigmentem v barvě chloupků a v odstínu kůže.

Snímač odstínu pokožky




Pro větší bezpečnost změří vestavěný snímač odstínu pleti na začátku každého použití a občas i v jeho průběhu odstín ošetřované kůže. Jestliže zjistí, že je na tento produkt příliš tmavý, automaticky zastaví vysílání impulzů.

Oblasti aplikace



Můžete bez problémů použít na odstranění chloupků na obličeji (horní ret, brada a kottlety) a tělesných partií včetně nohou, podpaží, oblasti bikin, břicha a paží.

Rychlé ošetření nohou



Rychlá aplikace na velké oblasti – například nohy – díky velkému ústí přístroje.

Mimořádně bezpečné použití na obličeji



Díky přídavnému vestavěnému filtru světla je možné jej bezpečně použít v oblasti nad horním rtem, na bradě, tvářích a dalších citlivých oblastech.

Nástavec na oblast bikin



Nástavec na oblast bikin umožňuje efektivně ošetřit chloupky v oblasti bikin. Chloupky v této oblasti bývají obvykle silnější než chloupky na nohou.



asimpleswitch.com

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují snížit náklady, spotřebu energie a emise CO₂. Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti ochrany životního prostředí v jedné nebo několika oblastech, na které se společnost Philips zaměřuje – energetická úspornost, obalové materiály, nebezpečné látky, hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá dlouhá životnost.

Specifikace

Oblasti aplikace

Oblast bikin: Paže, Nohy, Břicho, Podpaždí, Bikiny

Oblasti obličeje: Brada, Kotelky, Horní ret

Nástavce

Nástavec na tělo (4 cm2): Pro použití pod linií krku

Nástavec na obličej (2cm2): Pro použití pod očima

Nástavec na oblast bikin (2 cm2): Speciální ošetření, chloupky v oblasti bikin

Režim použití

Posun a záblesk: Pro snadný pohyb

Použití s kabelem / bez kabelu: Kabel

Přítisknutí a záblesk: Pro ošetření zakřivených oblastí

Doba aplikace

Bikiny: 4 min

Podpažní jamka: 2,5 min

Oblasti obličeje: 2 minuty

Noha od kolena dolů: 15 min

Bezpečnost a možnost nastavení

Integrovaný UV filtr: Chrání pokožku před UV zářením

5 nastavení světelné energie: Nastavitelný podle typu pokožky

Integrovaný bezpečnostní systém: Zabránění

nechtěným zábleskům

Snímač odstínu pokožky: Zjistí odstín vaší pokožky

Spotřeba

Napětí: 100–240 V

Kabelové připojení: Ano

Balení obsahuje

Návod na použití: Uživatelská příručka

Úložiště: Pouzdro

Adaptér: 24 V / 1 500 mA

Příslušenství: Čisticí hadřík

Servis

Záruka: Celosvětová záruka 2 roky

